



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクター

SKU RM-BDRWHR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクター	全長 5.37" (13.63 cm)、ワイドホーマンブレード	\$79
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクターは、遠位橈骨骨折の固定術や骨切り術において優れた骨露出を可能にする、精密設計された手・手関節外科用器具です。角度の付いたシャフトと精密加工されたワイドブレードが統合されており、最小限の力で橈骨掌側および背側から深部の軟部組織層を牽引できます。

手関節手術の人間工学に基づき、全長 5.37 inches (13.63 cm) のコンパクトな構成を採用しています。幅広のブレード形状は橈骨骨幹部に安定してフィットし、方形回内筋や屈筋腱をプレート設置部位からスムーズに挙上します。特殊な人間工学グリップハンドルは、血液や体液が付着した状態でも最大限のコントロールと確実な保持を可能にし、複雑な整復操作時における助手の負担を大幅に軽減します。

Retractor Maker 製の本製品は、高引張強度プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施しています。未滅菌状態で保護パッケージに封入されており、世界各地の整形外科・手外科手術室において優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest