



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Lone Star Retractor (Chirurgies Colon, Rectale,
Tête et Cou)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Lone Star Retractor (Chirurgies Colon, Rectale, Tête et Cou)

SKU RM-LSR-CRHN-1

\$399 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit anneau — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Anneau standard — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Grand anneau — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Lone Star Retractor (Chirurgies Colon, Rectale, Tête et Cou) est un écarteur chirurgical autostatique essentiel, conçu pour établir un couloir opératoire sans obstruction lors d'interventions profondes sur les tissus mous anorectaux et cervicaux. En ancrant des crochets élastiques dans son anneau externe à encoches de précision, ce système fournit une contre-traction équilibrée qui libère le personnel chirurgical de tout maintien physique.

Optimisée pour l'anatomie circulaire et périnéale, cette configuration du Lone Star Retractor (Colon, Rectal, Head & Neck Surgeries) présente un cadre articulé à profil bas qui s'adapte confortablement aux contours du périnée et du cou. Le périmètre entaillé permet un réglage micro-incrémentiel de la tension des stays, assurant un déplacement atraumatique des marges tissulaires et empêchant tout glissement accidentel lors des micro-dissections critiques.

Forgé à partir d'aluminium anodisé de première qualité et d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit le Lone Star Retractor (Colon, Rectal, Head & Neck Surgeries) non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection individuel, garantissant une durabilité exceptionnelle et un retraitement hospitalier facilité.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest