



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Helms

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Helms

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de Helms	Longueur totale de 11 cm, 2 griffes mousses lisses, verrouillage par vis	\$109
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Helms est un instrument micro-surgical autostatique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation sûre et non traumatique des tissus mous dans les couloirs chirurgicaux étroits. Conçu pour une haute précision dans les champs restreints, cet écarteur permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation opératoire claire lors de procédures délicates de l'oreille, du cuir chevelu et du visage sans encombrer les micro-instruments adjacents.

Construit selon une configuration compacte, ce modèle d'écarteur de Helms présente une longueur totale de 11 cm (\$109) adaptée pour un contrôle chirurgical maximal dans les zones opératoires fermées. Son extrémité active intègre 2 griffes mousses atraumatiques conçues pour une saisie tissulaire douce mais ferme, évitant la nécrose par pression focale sur les berges cutanées fragiles et le cartilage. Le mécanisme de verrouillage à vis à profil bas permet des ajustements de tension micro-incrémentiels qui se maintiennent en toute sécurité tout au long des micro-dissections prolongées.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de Helms pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires d'ORL, de neurochirurgie et de chirurgie plastique du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest