



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

低侵襲膝関節開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



低侵襲膝関節開創器

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
19 cm 全長	RM-MIKR-1-1	\$79
全長 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm 全長	RM-MIKR-1-3	\$89

製品詳細

低侵襲膝関節開創器は、低侵襲人工膝関節全置換術（MIS-TKA）において、縮小された皮膚切開から確実な骨レバレッジと関節周囲軟部組織の変位を提供するために特別に設計された不可欠な整形外科手術器具です。薄型の輪郭を持つシャンクで設計されたこれらのリトラクターは、切開縁に過度の張力をかけることなく、膝蓋骨、側副靭帯、および関節包をきれいに牽引することを可能にします。

多様な患者の解剖学的構造と組織の深さに対応するため、この低侵襲膝関節開創器シリーズは、オプションメニューから選択可能な3つの異なる長さで提供されています：細身の膝関節用の19 cm (\$79)、標準的な成人手術用の20 cm (\$84)、および深い関節深部へのアプローチ用の22 cm (\$89)です。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされた各リトラクターは、人間工学に基づいたハンドルと、大腿骨および脛骨の皮質骨に確実に固定される輪郭付きのビークチップを備えており、高速な骨切削中の滑りを防ぎます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製の低侵襲膝関節開創器は、強力な機械的トルクと繰り返しの病院用オートクレープサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の関節再建手術において卓越した臨床的耐久性、耐食性、および完全なオートクレープの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest