



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Веерный ретрактор с 5 лепестками

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Веерный ретрактор с 5 лепестками

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5 мм — Шарнирный	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 мм — Нешарнирный	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 мм — Шарнирный	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 мм — Нешарнирный	RM-FR5F-10N-1	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Веерный ретрактор с 5 лепестками — это первоклассный лапароскопический хирургический ретрактор, специально разработанный для обеспечения обширного, атравматичного смещения органов и широкой поверхности поднятия внутренних органов во время минимально инвазивных общих, бариатрических и гинекологических процедур. Разработанный с пятью взаимосвязанными механическими лезвиями, которые складываются в тонкий профиль для введения через троакар, этот инструмент расширяется внутри брюшной полости в широкую веерообразную решетку, которая плавно удерживает крупные анатомические структуры в стороне от операционных плоскостей рассечения.

Изготовленный в соответствии с клиническими требованиями, эта модель веерного ретрактора с 5 лепестками (299 долларов США) доступна в вариантах диаметра стержня 5 мм или 10 мм, с рабочей длиной от 330 мм до 375 мм (общая длина инструмента от 438 мм до 487 мм). Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали, хирурги могут выбирать между шарнирными или нешарнирными функциональными типами стержней для навигации вокруг сложных препятствий в тазу и брюшной полости. Канюлированное шасси включает специальный промывочный порт Luer-Lock, который обеспечивает тщательную очистку просвета и удаление биологических остатков. Гладкие, закругленные края лепестков равномерно распределяют противотягу для защиты хрупкой паренхимы

внутренних органов.

Кованный с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит веерный ретрактор с 5 лепестками, чтобы выдерживать многократные циклы автоклавирования в больнице, обеспечивая лапароскопические операционные, бариатрические отделения и центры по лечению заболеваний пищеварительной системы по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest