



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Willauer-Deaver Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Willauer-Deaver Retractor

SKU RM-WDR-395-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
25 mm Широкое лезвие — 25 mm ширина × 108 mm рабочая поверхность	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Широкое лезвие — 50 mm ширина × 108 mm рабочая поверхность	RM-WDR-395-1-2	\$149

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Willauer-Deaver Retractor — это специализированный хирургический ретрактор для глубоких полостей, разработанный специально для безопасного широкоповерхностного смещения паренхимы легких, органов брюшной полости и торакальных структур во время крупных открытых вмешательств. Благодаря удлиненному изогнутому лезвию, оканчивающемуся закругленной атравматичной кромкой, этот инструмент позволяет ассистентам применять длительную противотягу к массивным слоям внутренних органов, не вызывая ушибов или разрывов серозной оболочки.

Данная конфигурация Willauer-Deaver Retractor, рассчитанная на частые циклы стерилизации в автоклаве и обладающая пожизненной гарантией от коррозии, имеет исключительную общую длину 39.5 см, что обеспечивает глубокий доступ в малый таз и грудную полость. Изготовленный вручную из первоклассной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент имеет длину активного рабочего лезвия 108 mm по изогнутой поверхности. Инструмент отлично адаптируется к различной клинической глубине благодаря двум вариантам исполнения: лезвие шириной 25 mm (\$99) для направленного удержания тканей и экспозиции глубоких сосудов, и широкое лезвие 50 mm (\$149) для обширного смещения легких и печени. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает рычаг для работы без утомления рук.

Изготовленный с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Willauer-Deaver Retractor для работы в условиях многократной госпитальной стерилизации, обеспечивая кардиоторакальные отделения, травматологические центры и общехирургические операционные по всему миру исключительной долговечностью, коррозионной стойкостью и полной пригодностью для автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest