



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Castaneda Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Castaneda Rib Spreader

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
オプション1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm maximum spread — 新生児開胸術、大動脈縮窄症修復術、乳児PDA結紮術用	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
オプション2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm maximum spread — 乳児先天性心疾患修復術、血管輪分割術用	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
オプション3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm maximum spread — 小児・思春期開胸術、肺体動脈シャント術用	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

製品詳細

Castaneda Rib Spreaderは、先天性心疾患の手術や小児開胸術において、安全かつ制御された肋間分離を行うために特別に設計された小児・新生児用の胸郭外科用レトラクターです。繊細で精密に校正されたスライドトラックを備えたこの器具は、小児心臓血管外科医が拡張力を極めて細かく分散させることを可能にし、脆弱な乳幼児の胸郭における肋骨骨折や肋軟骨脱臼を防止します。

多様な小児患者の解剖学的構造に対応するため、本シリーズは3つのサイズオプションを提供しています。オプション1（\$309）は新生児向けの10.5 mm × 32 mmブレード（最大開口幅65 mm）、オプション2（\$329）は乳児向けの12 mm × 45 mmブレード（最大開口幅70 mm）、オプション3（\$349）は小児・思春期向けの15 mm × 60 mmブレード（最大開口幅120 mm）となっています。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、緩やかに湾曲した側方ブレードが肋骨縁を非侵襲的に保持し、回転ネジ駆動部が後退することなく確実にロックします。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のCastaneda Rib Spreaderは、繰り返される院内の滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。世界中の小児心臓手術室、こども病院、先天性心疾患センターに対し、優れた構造的耐久性、

耐食性、そしてオートクレーブに対する完全な信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest