



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello)

SKU RM-LSR-GHN-1

\$499 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Aro pequeño — 22.0 cm x 11.3 cm (Cirugía General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Aro Estándar — 28.3 cm x 18.3 cm (General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Aro grande — 32.5 cm x 18.3 cm (General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello) es un marco separador autoestático altamente adaptable, diseñado para proporcionar una visualización clara y manos libres durante disecciones delicadas de tejidos blandos. Al mantener abiertos los márgenes de la herida quirúrgica mediante ganchos elásticos multidireccionales anclados en sus muescas perimetrales, este sistema elimina la fatiga por retracción manual y minimiza la congestión en el campo operatorio.

Diseñado específicamente para la adaptabilidad anatómica en corredores quirúrgicos estrechos, esta configuración del Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello) se ajusta suavemente a los contornos corporales irregulares alrededor del cuello, la axila y la pared abdominal. La geometría de las ranuras fresadas con precisión permite al equipo quirúrgico posicionar y tensar los ganchos elásticos de forma incremental, proporcionando una exposición uniforme y minimizando la isquemia tisular focal en los bordes de la herida.

Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia y Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico, Retractor Maker suministra el Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello) no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja protectora individual, ofreciendo a los centros quirúrgicos fiabilidad a largo plazo y una capacidad de ajuste intraoperatorio sin esfuerzo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest