



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Dockhorn

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Dockhorn

SKU RM-DOCK-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame 12.0 mm × 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm valve	RM-DOCK-1-2	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Dockhorn est un écarteur chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement précis et stable des tissus mous ainsi que l'isolation des berges de plaies lors d'interventions orales, maxillofaciales et de chirurgie générale. Doté d'une tige ergonomique et d'une lame à surface supérieure concave distinctive, cet instrument maintient fermement les berges de la plaie tout en éloignant les fluides et les reflets du champ opératoire.

Conçu pour une prise anatomique fiable, cette configuration de l'écarteur Dockhorn présente une longueur totale de 20.3 cm (8 inches). Sa partie travaillante comprend une lame rigide en forme de L conçue pour s'accrocher confortablement sous les plans fasciaux et musculaires. L'instrument est disponible en deux dimensions de lame au choix : 12.0 mm × 40.0 mm (\$64) et 14.0 mm × 55.0 mm (\$69). La surface supérieure concave spécialisée stabilise les tissus rétractés, empêchant tout glissement sous une contre-traction continue.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Dockhorn selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les cliniques externes et les blocs opératoires hospitaliers du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest