



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Válvula Aórtica Ross

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador de Válvula Aórtica Ross

SKU RM-RAVR-25-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Tamanho #1 — $\frac{5}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Tamanho #2 — $\frac{1}{2}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Tamanho #3 — $\frac{3}{4}$ " x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Tamanho #4 — $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Tamanho #5 — 1 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Tamanho #6 — 1 $\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Válvula Aórtica Ross é um instrumento cirúrgico cardiovascular aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração segura e atraumática dos folhetos da válvula aórtica e da raiz aórtica durante procedimentos de substituição e reconstrução valvar. Projetado com uma face de lâmina anatomicamente curva, este afastador permite que cirurgiões cardioráquicos inspecionem o anel aórtico, os óstios coronários e as estruturas subvalvares de forma limpa, sem causar contusões nas frágeis cúspides valvares.

Construído de acordo com os padrões clínicos, esta configuração do Afastador de Válvula Aórtica Ross apresenta um comprimento total de 25 cm (\$89) que proporciona alcance profundo na raiz aórtica, mantendo as mãos do assistente fora do campo principal. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o conjunto do cabo incorpora uma estrutura de pegada hexagonal ergonômica sólida que oferece estabilidade rotacional excepcional e controle antiderrapante. Os cirurgiões podem escolher entre seis tamanhos de lâmina anatômicos distintos: Tamanho #1 ($\frac{5}{8}'' \times \frac{5}{8}''$), Tamanho #2 ($\frac{1}{2}'' \times \frac{7}{8}''$), Tamanho #3 ($\frac{3}{4}'' \times 1''$), Tamanho #4 ($\frac{3}{4}'' \times 1 \frac{1}{8}''$), Tamanho #5 ($1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{1}{8}''$) e Tamanho #6 ($1 \frac{3}{8}'' \times \frac{7}{8}''$).

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Válvula Aórtica Ross para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos cardíacos e salas de cirurgia torácica em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade clínica total.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)