



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Chandler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Chandler

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit modèle (valve 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Moyen (20.0 mm valve)	RM-CHR-1-2	\$74
Large (valve de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Chandler est un instrument chirurgical orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un levier osseux fiable et le déplacement des tissus mous lors des arthroplasties totales de hanche et des chirurgies articulaires reconstructrices. Conçu avec une lame en forme de feuille courbée vers l'arrière, cet instrument épouse parfaitement les contours osseux, permettant aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction continue sans glisser des bords corticaux.

Conçue pour un effet de levier important sur les membres inférieurs, la série d'écarteurs Chandler présente une longueur totale de 9.25 pouces (23.49 cm) avec trois tailles d'extrémité au choix couvrant une large gamme fonctionnelle : Small (\$69), Medium (\$74) et Large (\$79), avec des largeurs de lame allant de 16.0 mm à 25.0 mm. Le bord mousse arrondi de la lame protège les vaisseaux fémoraux délicats, les nerfs et le périoste des blessures par écrasement tout en offrant un couloir visuel étendu vers les espaces articulaires profonds.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de Chandler pour résister à des contraintes de levier orthopédique intenses sans déformation, offrant aux équipes de traumatologie et de remplacement articulaire du monde entier une durabilité clinique et une longévité en autoclave exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest