



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lahey Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Lahey Thyroid Retractor	Maße / Details: 20.3 cm (8") Gesamtlänge, 25 mm rechtwinkliges Blatt mit Kante · Enthaltene Menge: 1	\$49
Schutzhülle / Box	Maße / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lahey Thyroid Retractor ist ein klassischer Wundhaken für die Endokrinologie und Allgemeinchirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Weichgewebe und die Retraktion der Riemenmuskulatur bei Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenoperationen entwickelt wurde. Dank seines verlängerten, rechtwinkligen Blattes ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team, den Musculus sternocleidomastoideus und die Riemenmuskeln lateral von der Schilddrüse wegzuziehen, wodurch ein klarer visueller Zugang geschaffen und der Nervus laryngeus recurrens geschont wird.

Konzipiert für eine ausgewogene mechanische Hebelwirkung bei diffizilen Halspräparationen, weist diese spezifische Konfiguration des Lahey Thyroid Retractor eine Gesamtlänge von 20.3 cm (8 inches, \$49) auf. Handgefertigt aus erstklassigem, chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über ein rechtwinkliges Blattprofil mit einer integrierten terminalen Haltekante bei einer Blattlänge von 25 mm. Die Haltekante verhindert, dass retrahiertes Gewebe über den Blattrand gleitet, während der ergonomische Flachgriff dem Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung bei mehrstündigen Eingriffen ermöglicht.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Lahey Thyroid Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Operationssälen der

Endokrinologie, HNO und Allgemeinchirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest