



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal Kristeller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Vaginal Kristeller

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lames étroites (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Pédiatrie, nullipares et exposition du canal vaginal étroit · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Lames moyennes (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Examen vaginal standard chez l'adulte et chirurgie pelvienne mineure · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Lames larges/profondes (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Réparation profonde du plancher pelvien et hystérectomie vaginale chez les patientes pares · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Étui / Boîte de protection	Longueurs disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Kristeller est un instrument chirurgical gynécologique fondamental, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement large et atraumatique des parois vaginales et du plancher pelvien lors des interventions diagnostiques et opératoires. Doté d'une lame concave aux contours lisses, cet instrument abaisse proprement la muqueuse vaginale, établissant un corridor visuel étendu vers le col de l'utérus et les fornices sans provoquer de laceration muqueuse.

Conçue pour une adaptabilité clinique complète, cette série d'écarteurs Kristeller est fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)(44 \$) et 22 cm (49 \$). Les chirurgiens

peuvent choisir parmi une vaste matrice de dix empreintes de lames allant de 75 mm à 115 mm de long et de 10 mm à 32 mm de large : 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm et 115 × 32 mm. Sa poignée ergonomique en forme de goutte offre un levier manuel stable pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur vaginal Kristeller pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest