



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Ramo Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Ramo Obwegeser

SKU RM-ORR-22-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Obwegeser Ramus Retractor	Comprimento total de 22 cm, lâmina de ramo curva anatômica	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de trânsito	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Ramo Obwegeser é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial indispensável, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e exposição óssea ao longo do ramo ascendente da mandíbula durante cirurgias ortognáticas. Projetado com uma curva anatômica de engate que se assenta firmemente sobre a borda mandibular posterior, este instrumento permite que os cirurgiões realizem cortes ósseos com serras recíprocas enquanto protegem estruturas vasculares profundas e ramos do nervo facial de traumas acidentais.

Construído para um acesso intraoral sem comprometimentos, esta configuração do Afastador de Ramo Obwegeser apresenta um comprimento total da ferramenta de 22 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir resistência duradoura e resistência à corrosão, as margens da lâmina suavemente polidas sustentam o córtex ósseo de forma limpa, evitando lacerações na mucosa ou lesões por esmagamento localizadas nos músculos masseter e pterigóideo medial. O cabo ergonômico fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual constante durante osteotomias prolongadas.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Ramo Obwegeser para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia oral, bucomaxilofacial e reconstrutiva facial em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)