



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse type McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse type McCulloch

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse type McCulloch est un instrument spécialisé de microchirurgie rachidienne conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une protection non traumatiques des racines nerveuses et du sac thécal lors de l'excision d'un disque lombaire. Doté d'une tige fine et allongée, cet écarteur permet aux chirurgiens du rachis de travailler confortablement dans des fenêtres interlaminaires profondes sans obstruer la visualisation microscopique ni encombrer le champ opératoire.

Conçu pour offrir la portée nécessaire dans les environnements vertébraux complexes, ce modèle d'écarteur de racine nerveuse type McCulloch conserve une empreinte de lame uniforme de 6.0 mm de large. L'extrémité présente une terminaison mousse coudée à 90 degrés, profilée pour bercer délicatement les racines nerveuses, évitant ainsi les neuropraxies de traction focale ou les lacerations dures accidentelles. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose deux longueurs de tige au choix : 12.8 cm (\$64) pour les voies d'abord standards et 14.5 cm (\$74) pour les sites chirurgicaux plus profonds. Sa poignée ergonomique offre un retour tactile précis.

Forgé avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de racine nerveuse type McCulloch pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète pour les centres de neurochirurgie et d'orthopédie rachidienne du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest