



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Epstein

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Epstein

SKU RM-EBR-1

\$244 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
90 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x A)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x A)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x A)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x A)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x A)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador mamario Epstein es un instrumento de cirugía mamaria estética y reconstructiva reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación tisular expansiva y visualización del bolsillo durante la mamoplastia. Diseñado con una hoja curva alargada que se estrecha hacia una punta distal roma, este separador permite a los cirujanos disecar y elevar el músculo pectoral mayor y el parénquima mamario de forma limpia, estableciendo un corredor quirúrgico sin obstrucciones para la inserción

de prótesis.

Fabricada para adaptarse a diversas profundidades de bolsillo mamario y abordajes quirúrgicos, esta serie de separadores Epstein presenta un diseño de mango ergonómico estándar combinado con un amplio surtido de diez longitudes y anchos de hoja seleccionables: 90 × 27 mm (\$244), 110 × 27 mm (\$249), 140 × 27 mm (\$254), 150 × 25 mm (\$259), 150 × 30 mm (\$264), 150 × 36 mm (\$269), 160 × 27 mm (\$274), 180 × 25 mm (\$279), 190 × 36 mm (\$284) y un alcance extendido de 220 × 27 mm (\$289). Su mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual sin fatiga y un equilibrio óptimo para los asistentes quirúrgicos.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador mamario Epstein para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía mamaria plástica, estética y oncológica de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest