



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

コンケーブニーリトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



コンケーブ ニーリトラクター

SKU RM-CKR-1

\$105 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準弁	RM-CKR-1-1	\$105
細幅ロングブレード	RM-CKR-1-2	\$105

製品詳細

コンケーブ ニーリトラクターは、人工膝関節全置換術や複雑な膝関節再建術において、優れた骨レバレッジと軟部組織保護を提供するために特別に設計された整形外科用リトラクターです。解剖学的な凹面ブレード形状により、大腿骨顆部や脛骨プラトの周囲にスムーズにフィットし、側副靭帯や関節周囲の軟部組織を滑ることなく牽引することが可能です。

関節への強力なレバレッジに対応するため、本モデルは全長9.5インチ (24.13 cm) (\$105) の均一な構造を採用し、術者の手を電動ソーの軌道から十分に遠ざけつつ、最適な作業深度を確保します。ブレード形状は2種類から選択可能です。広範囲の組織排除に適した「スタンダード」と、深い部位や狭い関節腔、最小侵襲手術（MIS）に最適化された「ナローロング」を用意しています。人間工学に基づいたハンドルは優れた手動レバレッジを提供し、長時間の骨切除における疲労を軽減します。

Retractor Makerのコンケーブ ニーリトラクターは、高張力サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射を抑えたサテンマット仕上げが施されています。整形外科特有の強力なトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備え、膝関節再建チームに揺るぎない臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest