



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire	Manche de 5 1/8" (130 mm), lame courbe effilée de 25 x 171 mm	\$99
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire est un instrument de chirurgie esthétique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation tissulaire large et atraumatique ainsi qu'une visualisation optimale de la loge lors des procédures mammaires cosmétiques et reconstructives. Conçu avec un profil de lame courbe allongé, cet écarteur permet aux chirurgiens de disséquer et de soulever le muscle grand pectoral en douceur, établissant ainsi une loge de travail spacieuse pour l'insertion d'implants en silicone ou salins.

Conçu pour un dégagement tissulaire et une sécurité optimaux, cette configuration de l'écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire comprend un manche de 5 1/8-inch (130 mm) (\$99) associé à une lame de 25 mm de large par 171 mm de long. La géométrie de sa lame intègre une disposition courbe et effilée étudiée pour soutenir en toute sécurité les contours des tissus mous délicats sans provoquer de nécrose de pression localisée ou de capitonnage cutané. Le manche ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable et sans fatigue tout au long de la préparation de la loge profonde.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie mammaire plastique, esthétique et oncologique du monde entier une résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest