



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse D'Errico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse D'Errico

SKU RM-DNRR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm large x 11.0 mm long — Discectomie lombaire standard et mobilisation de la racine nerveuse	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (approx. 11.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Couloir opératoire profond et abord lombaire en chirurgie bariatrique	RM-DNRR-1-2	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse D'Errico est un écarteur chirurgical rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une protection non traumatiques du sac thécal et des racines nerveuses traversantes lors des décompressions lombaires postérieures. Conçu avec une tige allongée et mince, cet instrument permet aux chirurgiens du rachis de travailler confortablement dans les espaces interlaminaires profonds tout en maintenant les poignées manuelles hors du champ de vision opératoire.

Conçu pour la manipulation neurale délicate, ce modèle D'Errico Nerve Root Retractor présente un profil de lame fixe coudée de 7.0 mm de large par 11.0 mm de long. L'extrémité polie et incurvée de la lame berce les fibres nerveuses en douceur, les empêchant de glisser dans la fenêtre opératoire ou de subir des blessures causées par les fraises et les pinces gouges à haute vitesse. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux longueurs de portée : 22.8 cm (\$49) pour les couloirs spinaux standard ou une portée étendue de 28 cm (\$54) conçue pour les anatomies profondes ou les patients bariatriques.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur D'Errico Nerve Root Retractor selon des tolérances

cliniques strictes, garantissant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les centres de neurochirurgie et du rachis du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest