



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Fukuda Kujat Style

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Fukuda Kujat Style

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Fukuda Kujat Style	Longitud total de 9" (22.86 cm), hoja ancha dentada, mango en T — 1	\$94
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Fukuda Kujat Style es un instrumento ortopédico especializado para hombro, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento potente y resistente a deslizamientos del húmero proximal durante la artroplastia total e inversa de hombro. Diseñado para acoplarse a la parte posterior de la cabeza humeral, este separador desplaza el húmero hacia atrás, alejándolo del borde glenoideo, otorgando al equipo quirúrgico una visión amplia y sin obstrucciones del zócalo articular.

Construido para maximizar el apalancamiento manual y el control intraoperatorio, esta configuración del Separador Fukuda Kujat Style presenta una longitud total de la herramienta de 9 pulgadas (22.86 cm). Su extremo de trabajo incorpora un perfil ancho con patrón dentado que se sujeta firmemente al hueso cortical y al tejido capsular circundante, evitando deslizamientos accidentales durante el fresado y la inserción de componentes. El instrumento está diseñado con un mango de agarre en T de alta resistencia que otorga al asistente quirúrgico una ventaja mecánica sustancial al tirar, reduciendo al mismo tiempo la fatiga en la muñeca y el antebrazo.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Fukuda Kujat Style para soportar el inmenso torque ortopédico y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, brindando a los equipos de reconstrucción de hombro y trauma de todo el mundo una fiabilidad clínica y precisión inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest