



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Moberg Hautretraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Moberg Hautretraktor

SKU RM-MSR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17 cm Variante	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Variante	RM-MSR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Moberg Hautretraktor ist ein spezialisierter chirurgischer Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Anhebung von kutanen Flaps und die Weichteilverdrängung in der plastischen, rekonstruktiven und Handchirurgie konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem ultra-glatten, schmalen Arbeitsblatt ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen eine klare Sicht auf tiefer liegende Sehnen und digitale Nerven, ohne die empfindlichen Dermisränder zu quetschen.

Die für eine exzellente taktile Kontrolle entwickelte Moberg Hautretraktor-Serie wird in Handarbeit aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und ist in zwei Konfigurationen erhältlich: Eine 17 cm Variante (\$44) mit einem 5.0 mm breiten × 17.0 mm langen Arbeitsblatt für enge digitale Korridore sowie eine 18 cm Variante (\$49) mit einem 8.0 mm breiten × 12.0 mm langen Arbeitsblatt für die großflächigere Lappenretraktion. Die sanft konturierten Blattkanten verhindern lokale Ischämien, während der ergonomische Flachgriff eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung für die Assistenz sicherstellt.

Retractor Maker fertigt den Moberg Hautretraktor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, extreme strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für Kliniken der plastischen Chirurgie und Handtraumazentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest