



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fomon Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Fomon Ekartör

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Standart Konfigürasyon — 17 cm uzunluk, 5 × 10 mm küresel uç, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	RM-FMR-17-1-1	\$44
İzole Tasarım — 17 cm boy, 5 × 10 mm topuz uç, dielektrik kaplama	RM-FMR-17-1-2	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fomon Ekartör, kompakt anatomik koridorlarda atravmatik yumuşak doku retraksiyonu ve net görüş sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir rinoplasti ve yüz cerrahisi aletidir. Ultra pürüzsüz bilye şeklindeki ucu ile tasarlanan bu ekartör, alar kıkırdak ve mukoza zarlarının altına nazikçe kancalanarak hassas dokuları keskin delinmelerden veya odaklanmış basınç travmalarından korur.

Nazal remodeling sırasında optimal dokunsal kontrol için üretilen bu Fomon Ekartör modeli, 17 cm (6.7 inç) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, karşı traksiyonu alt lateral kıkırdak ve alar rim boyunca eşit şekilde dağıtmak için konturlu 5 mm × 10 mm bilye uç ölçüsüne sahiptir. Cerrahlar, Standart Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) yapı (\$44) ile aktif elektrocerrahi sırasında bitişik cilt ve mukoza kenarlarını korumak için dayanıklı iletken olmayan polimerle kaplanmış İzoleli yapı (\$54) arasında seçim yapabilirler.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Fomon Ekartörü sıkı klinik standartlara göre üretmektedir; dünya çapındaki kozmetik, KBB ve rekonstrüktif kliniklerde yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sağlamlık ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest