



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de fémur type Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de fémur type Cobra

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de fémur type Cobra	Longueur 11.75" (29.84 cm), lame courbée cobra, large pointe recourbée	\$84
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$84

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de fémur type Cobra est un écarteur chirurgical orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir une exposition profonde et sans compromis de la diaphyse fémorale et du fémur proximal lors de reconstructions majeures de la hanche et de fixations de fractures. Construit avec une courbe anatomique en forme de cobra, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de faire levier sur les muscles épais du quadriceps et des ischio-jambiers pour les écarter en douceur du champ opératoire.

Conçu pour un déplacement robuste des tissus profonds, cette configuration de l'écarteur de fémur type Cobra présente une longueur totale de 11.75 pouces (29.84 cm, \$84). Son extrémité active intègre une large pointe recourbée lisse, spécifiquement étudiée pour se loger solidement autour du cortex fémoral postérieur et médial sans glisser ni traumatiser les faisceaux neurovasculaires environnants. Le corps large de la lame répartit uniformément la force de levier, évitant ainsi l'écrasement musculaire focal lors d'une rétraction intense.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de fémur type Cobra pour résister à un couple orthopédique immense et à des cycles répétés d'autoclavage en milieu hospitalier, offrant une résistance exceptionnelle, une protection contre la corrosion et une longévité clinique pour les blocs de traumatologie et de remplacement articulaire.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest