



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biegsames Bauchspatel für die Pädiatrie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biegsames Bauchspatel für die Pädiatrie

SKU RM-PRR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pediatric Ribbon Retractor ist ein unverzichtbarer biegsamer Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Gewebeverlagerung und den Schutz der Eingeweide in neonatalen und pädiatrischen Operationsfeldern entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem hochduktilen, flachen Blatt ermöglicht dieses Instrument Kinderchirurgen, den Spatel intraoperativ so zu formen, dass er den spezifischen anatomischen Kurven von Säuglingen entspricht, wodurch lokale Drucktraumata an empfindlichen Organen vermieden werden.

Mit einer adaptiven Auswahlmatrix aus kundenspezifischen Instrumentenlängen und Blattbreiten ist diese Pediatric Ribbon Retractor-Serie in drei Gesamtlängen erhältlich: 17.5 cm (\$44), 20.0 cm (\$49) und 22.0 cm (\$54). Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen aus drei Arbeitsbreiten wählen: 8 mm für schmale Zugänge, 10 mm für Standardeingriffe bei Säuglingen und 12 mm für die breitere Halterung der Bauchwand. Die glatt polierten Ränder verhindern Serosarisse, während der biegsame Körper seine Form unter Gewebe-Gegenzug ohne Rückfederung beibehält.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker das Pediatric Ribbon Retractor so, dass es wiederholtem intraoperativem Biegen und klinischen Sterilisationszyklen standhält. Damit bietet es pädiatrischen Chirurgiezentren weltweit außergewöhnliche Duktilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest