



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Image-Line ACF com Distração e Engate Rápido

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador Image-Line ACF com Distração e Engate Rápido

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Medidor de Profundidade	Codificado por cores
2	Cabo com Mola	Mecanismo de Engate Rápido
1	Quadro Longitudinal	Padrão de Engate Rápido
1	Quadro Longitudinal (Panther Coated)	Superfície Antirreflexo
1	Quadro Transversal	Padrão de Engate Rápido
1	Quadro Transversal (Panther Ceramic)	Revestimento Cerâmico Não Reflexivo
2	Lâmina Romba	30 mm, prata
2	Lâmina Romba	35 mm, azul
2	Lâmina Romba	40 mm, vermelho
2	Lâmina Romba	45 mm, verde
2	Lâmina Romba	50 mm, violeta
2	Lâmina Romba	55 mm, preto
2	Lâmina Romba	60 mm, dourado
2	Lâmina Romba	65 mm, azul marinho

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Lâmina Romba	70 mm, verde claro
2	Lâmina Romba	75 mm, laranja
1	Lâmina, Dentes Curtos	30 mm, prata
1	Lâmina, Dentes Curtos	35 mm, azul
1	Lâmina, Dentes Curtos	40 mm, vermelho
1	Lâmina, Dentes Curtos	45 mm, verde
1	Lâmina, Dentes Curtos	50 mm, violeta
1	Lâmina, Dentes Curtos	55 mm, preto
1	Lâmina, Dentes Curtos	60 mm, dourado
1	Lâmina, Dentes Curtos	65 mm, azul marinho
1	Lâmina, Dentes Longos	30 mm, prata
1	Lâmina, Dentes Longos	35 mm, azul
1	Lâmina, Dentes Longos	40 mm, vermelho
1	Lâmina, Dentes Longos	45 mm, verde
1	Lâmina, Dentes Longos	50 mm, violeta
1	Lâmina, Dentes Longos	55 mm, preto
1	Lâmina, Dentes Longos	60 mm, dourado
1	Lâmina, Dentes Longos	65 mm, azul marinho
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 35 mm, azul
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 40 mm, vermelho
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 45 mm, verde
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 50 mm, violeta
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 55 mm, preto
2	Micro Lâmina, Romba	14 × 60 mm, dourado
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 35 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 40 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 45 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 50 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 55 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 60 mm
1	Broca Helicoidal CVB	8 mm de profundidade, 5¾" de comprimento
1	Guia de Perfuração do Distrator CVB, Esquerdo	Padrão
1	Guia de Perfuração do Distrator CVB, Direito	Padrão
1	Distrator de Corpo Vertebral, Esquerdo	Cremalheira de 100 mm
1	Distrator de Corpo Vertebral, Direito	Cremalheira de 100 mm
2	Chave de Fenda CVB, Cabo de Silicone	Padrão
1	Distrator Multinível, Esquerdo	Cremalheira de 120 mm, extensão de 90 mm
1	Distrator Multinível, Direito	Cremalheira de 120 mm, extensão de 90 mm
1	Porta-Enxerto Ósseo	Ponta de 8 × 15 mm, 210 mm de comprimento
1	Impactor de Enxerto Ósseo	3 mm
1	Impactor de Enxerto Ósseo	5 mm
1	Impactor de Enxerto Ósseo	8 mm
1	Cortador de Enxerto	Profundidade ajustável 8.75", 7 mm de largura
1	Paquímetro ACF	9"
1	Caixa de Esterilização	Caixa Organizadora de Alta Resistência

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Image-Line ACF com Distração e Engate Rápido é uma plataforma de instrumentação espinhal avançada projetada para otimizar a exposição cervical, a distração intersomática e a inserção de enxerto ósseo durante procedimentos de fusão cervical anterior (ACDF). Ao integrar travas mecânicas de liberação rápida especializadas e cabos com mola, este sistema permite que os instrumentadores e cirurgiões de coluna troquem as lâminas e ajustem a tensão instantaneamente, sem interromper o corredor estéril.

Projetado para reconstruções exigentes da coluna cervical, o conjunto apresenta quatro quadros separados — incluindo configurações longitudinais e transversais padrão e Panther Coated/Cerâmica que absorvem o reflexo. O conjunto inclui um medidor de profundidade codificado por cores, 56 lâminas de afastamento (tecidos rombos, dentes curtos, dentes longos e perfis micro), distratores de cremalheira de 100 mm e 120 mm (esquerdo e direito), um sistema de perfuração/guia CVB, um porta-enxerto ósseo, três impactores (3 mm, 5 mm, 8 mm), um cortador de enxerto ajustável e um paquímetro de 9 polegadas.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), revestimentos cerâmicos Panther de alta durabilidade e silicone autoclavável, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Image-Line ACF não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de esterilização robusta dedicada, proporcionando longevidade premium no centro cirúrgico e precisão cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest