



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cerebelar Miskimon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Cerebelar Miskimon

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Cerebelar Miskimon	Dimensões / Detalhes: 19 cm de comprimento total, garras afiadas externas 7×7, trava de cremalheira · Quantidade Incluída: 1	\$139
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte · Quantidade Incluída: 1	\$139

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cerebelar Miskimon é um instrumento neurocirúrgico autorretentivo especializado, projetado especificamente para fornecer afastamento confiável de couro cabeludo e músculos durante craniotomias de fossa posterior e suboccipitais. Projetado com braços curvos reforçados, este afastador ancora-se na musculatura nucal densa e nas margens galeais, estabelecendo uma janela operatória estática e expansiva sobre o osso occipital e os hemisférios cerebelares.

Construído com uma pegada mecânica dedicada, esta configuração do Afastador Cerebelar Miskimon apresenta um comprimento total de 19 cm (\$139), dimensionado para o manejo especializado das bordas da ferida cirúrgica. Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as extremidades de trabalho incorporam uma matriz de garras afiadas 7×7 curvadas para fora, projetadas para fixar com segurança a fáscia occipital densa sem deslizar sob forte contra-tração. O cabo de anéis mecânicos é integrado a uma trava de cremalheira ajustável que mantém a tensão de forma confiável, eliminando a fadiga manual do assistente durante extensas ressecções neurocirúrgicas.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Cerebelar Miskimon para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às salas cirúrgicas de

neurocirurgia e centros de coluna em todo o mundo excepcional estabilidade mecânica, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)