



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракции ThoraGate Rib Up Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Система ретракции ThoraGate Rib Up Retractor System

SKU RM-TRURS-1

\$1,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ретрактор ThoraGate Rib Up	Основная рама торакального ретрактора и узел подъема
1	Гибкий кронштейн	Шарнирный манипулятор для позиционирования элементов ретрактора
1	Вакуумная стабилизирующая опора	Основание, обеспечивающее механическое равновесие системы
2	Нижние лопатки (разные размеры)	Сменные лопатки для фиксации нижнего ребра
3	Верхние лопатки (разные размеры)	Сменные лопатки для подъема верхнего ребра

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ThoraGate Rib Up Retractor System — это торакальный хирургический ретрактор нового поколения, созданный для обеспечения превосходной визуализации операционного поля при малоинвазивном прямом шунтировании коронарных артерий (MIDCAB) и торакальных вмешательствах. Сочетая механическое разведение межреберного пространства с вертикальным подъемом ребра, эта система формирует широкий рабочий туннель через малый разрез для миниторакотомии, не вызывая чрезмерного разведения ребер или повреждения хрящевой ткани.

Разработанная для прецизионного позиционирования, система ThoraGate Rib Up Retractor System состоит из основной рамы ThoraGate для подъема ребер, мног шарнирного гибкого удерживающего кронштейна, вакуумной стабилизирующей опоры для поддержания равновесия системы, двух нижних межреберных лопаток разных размеров и трех верхних подъемных лопаток различной глубины. Такая

конфигурация позволяет хирургу приподнимать верхние ребра, одновременно смещая нижние ткани, для создания беспрепятственного обзора внутренней грудной артерии (ВГА) и коронарных мишеней.

Изготовленная из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, система ThoraGate Rib Up Retractor System поставляется компанией Retractor Maker в нестерильном виде. Она полностью пригодна для автоклавирования и упакована в прочный алюминиевый стерилизационный контейнер, что гарантирует долговечность и быструю подготовку инструментального лотка в операционной.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest