



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Adson Cerebellum Wundsperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adson Cerebellum Wundsperrer

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 6.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-2	\$159
Groß — 9.5 in, 22 mm tief	RM-ACR-1-3	\$174

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Adson Cerebellum Wundsperrer ist ein essenzielles selbsthaltendes chirurgisches Instrument zur stabilen, freihändigen Retraktion von Kopfhaut und Muskulatur bei Eingriffen an der hinteren Schädelgrube. Durch die kontinuierliche Gegenzugverteilung auf die schwere subokzipitale Muskulatur entlastet dieser Retraktor den Assistenten und schafft einen uneingeschränkten operativen Korridor für neurochirurgische Interventionen.

Dieses Modell des Adson Cerebellum Retraktors wurde für die anatomische Ergonomie am Cranium entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 7 ½ Zoll (19.05 cm) mit einem abgewinkelten Armprofil, das sich optimal an die Patientenanatomie anpasst. Die Arbeitsenden sind mit scharfen, ineinandergreifenden Zinken ausgestattet, die tiefe Muskulatur und Galea sicher fassen. Der integrierte Ringgriff-Ratschenmechanismus arretiert zuverlässig bei variablen Spreizweiten, um die Retraktion auch unter hoher Muskelspannung aufrechtzuerhalten.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Adson Cerebellum Wundsperrer nach strengen klinischen Toleranzen her. Dies garantiert eine reibungslose Ratschenfunktion, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für neurochirurgische Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest