



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Halo Halkası	Çift Menteşeli Dairesel Tasarım
3	Halo Esnek Kol	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Destek Braketi	Ağır Hizmet Tipi Montaj Klempleri
2	Budde Halo Destek Çubuğu	5/16 in Çap
1	Budde Halo Pattie Tepsisi	Entegre Delikli Tepsi
1	Budde Halo Mini Mengene	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Sıkıştırma Bloğu
2	Budde Kavisli Retraktörler	Konik Beyin Retraktörleri
2	TEW Mikro Retraktör Bıçakları	Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) Mikro Bıçaklar
2	Halo Ayar Anahtarları	Sistem Kilitleme Aletleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Delikli Düzenleyici Tepsi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Budde Halo Retractor, kraniyal açıklıkların çevresinde düşük profilli, 360 derecelik stabil bir çalışma alanı oluşturmak için tasarlanmış özel bir çift menteşeli kraniyal retractor sistemidir. Ağır hizmet tipi destek çubukları aracılığıyla doğrudan Mayfield kafatası klempli dikmelerine veya masa yan raylarına takılarak, operasyon alanı

kaydığında yanlışlıkla doku yer değiştirmesini önlemek amacıyla beyin retraksiyon kuvvetlerini masadan izole eder.

Hassas mikro-beyin cerrahisi için tasarlanan Budde Halo Retractor sistemi, kısıtlamasız lateral erişim için yarım halka konfigürasyonuna katlanabilen çift menteşeli dairesel bir halo halkasına sahiptir. Halkanın kendisi, hassas diseksiyonlar sırasında cerrahın ön kollarını sabitlemek için ergonomik bir el desteği görevi görür. Set; üç adet 9-inch esnek friksiyon kolu, TEW mikro bıçakları, konik kavisli beyin retraktörleri, entegre bir pattie tepsisi, bir mini mengeneli klemp ve özel ayar anahtarları ile eksiksiz olarak sunulur.

Parlama önleyici saten mat kaplamalı, manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Budde Halo Retractor ürününü steril olmayan ve ağır hizmet tipi delikli alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde tedarik ederek cerrahi hassasiyet ve uzun süreli dayanıklılık garanti eder.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest