



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Direct Access Anterior Broaching Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Linke Ausrichtung — 9" (22.86 cm), 57 mm Blatt	RM-DAABR-1-1	\$99
Rechte Ausrichtung — 9" (22.86 cm), 57 mm Valve	RM-DAABR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Direct Access Anterior Broaching Retractor ist ein spezialisiertes orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um eine klare und stabile Weichteil- und Muskelretraktion während der femoralen Vorbereitungsphase der totalen Hüftarthroplastik über den direkt-anterioren Zugang (DAA) zu gewährleisten. Dieser Wundhaken wurde konzipiert, um das proximale Femur in die Wundöffnung anzuheben, sodass Chirurgen den Femurkanal raspeln können, ohne dass es zu Gewebeeinklemmungen oder Verletzungen des Musculus tensor fasciae latae kommt.

Diese Konfiguration des Direct Access Anterior Broaching Retractor ist für präzises Hebeln am Gelenk ausgelegt und verfügt über eine strukturelle Gesamtreichweite von 9" (22.86 cm) (\$99) in Kombination mit einem breiten 57 mm Blattprofil. Das Arbeitsende ist mit einer speziellen gebogenen, spitzen Spitze ausgestattet, die so konzipiert ist, dass sie Knochenkonturen sanft hebt und sicher hinter dem Trochanter major oder dem Schenkelhals fixiert wird. Chirurgen können zwischen dedizierten linken und rechten Ausführungen wählen, um das Instrument perfekt auf den chirurgischen Zugang abzustimmen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien satinierten Mattfinish, fertigt Retractor Maker den Direct Access Anterior Broaching Retractor so, dass er enormen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält, was Hüftchirurgen weltweit eine außergewöhnliche Langlebigkeit und klinische Stabilität bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest