



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Collin Hartmann en S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Collin Hartmann en S

SKU RM-CHSR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	Longueur totale de 16 cm, doubles extrémités 52×33 mm et 30×21 mm	\$29
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Collin Hartmann en S est un écarteur chirurgical à double extrémité adaptable, conçu pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous dans un large éventail de procédures générales, gynécologiques et reconstructives. Conçu avec une courbure ergonomique en S, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de rétracter les couches de tissus sous plusieurs angles sans obstruer le champ de travail du chirurgien principal.

Conçu pour une utilité procédurale double, ce modèle d'écarteur Collin Hartmann en S présente une longueur totale de 16 cm (\$29) intégrant deux extrémités de travail distinctes sur un seul châssis. La grande surface de travail mesure 52 mm × 33 mm, optimisée pour l'écartement des parois abdominales larges, des tissus adipeux et des lambeaux musculaires. L'extrémité opposée, plus petite, mesure 30 mm × 21 mm, conçue pour les incisions réduites, les champs pédiatriques et les contours anatomiques fins.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit l'écarteur Collin Hartmann en S non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une fiabilité clinique totale pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest