



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Bennett Tibia

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Bennett Tibia

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — lâmina 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grande — lâmina de 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Bennett Tibia é um afastador cirúrgico ortopédico especializado, desenvolvido especificamente para fornecer alavancagem confiável e exposição de tecidos moles ao redor da diáfise e do planalto tibial durante cirurgias de joelho e perna. Projetado com uma lâmina distal larga e curva que se ajusta aos corticais dos ossos longos, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos afastem compartimentos musculares volumosos anteriores e posteriores com esforço físico mínimo.

Construída para tração reversa pesada em extremidades inferiores, esta série do Afastador Bennett Tibia é oferecida em duas configurações principais: um modelo Pequeno com 45 mm de largura de lâmina (\$79) e um modelo Grande com uma largura de lâmina expansiva de 63 mm (\$89). Ambos os perfis apresentam comprimentos totais selecionáveis variando de 9 ½ polegadas a 9 ¾ polegadas (com lotes de produção padrão acomodando 9 ¼ polegadas). Sua borda de lâmina suave e arredondada envolve o osso com segurança, protegendo o perióstio e os feixes neurovasculares durante osteotomias e fixação de fraturas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Bennett Tibia para suportar torque mecânico intenso e ciclos repetidos de autoclave, entregando resistência e confiabilidade excepcionais para centros de trauma ortopédico em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest