



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Deaver Pediátricos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastadores Deaver Pediátricos

SKU RM-PDR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Deaver Pediátricos são instrumentos cirúrgicos pediátricos especializados, projetados especificamente para fornecer deslocamento seguro e atraumático da parede abdominal e visceral durante procedimentos pediátricos gerais, urológicos e torácicos. Redimensionados para acomodar cavidades anatômicas menores, esses afastadores permitem que os cirurgiões pediátricos afastem lobos hepáticos frágeis de lactentes, baço, intestinos e estruturas pélvicas sem causar contusões orgânicas focais ou lacerações serosas.

Construída com uma matriz de seleção altamente adaptável, esta série de Afastadores Deaver Pediátricos é oferecida em três comprimentos totais: 17.5 cm (\$69) para neonatos e lactentes, 20.0 cm (\$74) para pacientes pediátricos e 22.0 cm (\$79) para corredores cirúrgicos adolescentes. Fabricados artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre três larguras de trabalho: 8 mm, 10 mm e 12 mm. O perfil da lâmina em gancho curvo incorpora bordas atraumáticas lisas e arredondadas, enquanto o cabo plano ergonômico fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável.

Forjados com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz Afastadores Deaver Pediátricos como dispositivos não estéreis e reesterilizáveis para centro cirúrgico, construídos para suportar corridas de esterilização frequentes e ciclos repetitivos de autoclave, proporcionando aos centros de cirurgia

pediátrica e hospitais infantis em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)