



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

B-Z Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



B-Z Ekartör

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7.5 cm Derinlik (45° veya 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm Derinlik (45° veya 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

ÜRÜN AÇIKLAMASI

B-Z Ekartör, karmaşık spinal, ortopedik ve pelvik cerrahi prosedürler sırasında derin ve tavizsiz operatif görünürlük sağlamak üzere tasarlanmış sağlam bir otomatik ekartördür. Yoğun kas ve fasya düzlemleri üzerinde mekanik karşı traksiyon sağlayarak derin kavitelere sabit bir operasyon koridoru sağlarken, cerrahi personelin iş yükünü azaltır.

Farklı anatomik boşluklara uyum sağlamak üzere tasarlanan bu modüler B-Z Ekartör gövdesi, 12.8 cm genişliğe kadar pürüzsüz bir genişleme kapasitesi sunar. Cerrahlar, mekanik kolları doğrudan cerrahi görüş alanının dışında tutmak için sistemi 45 derece veya 90 derece açılı şasi geometrileri ve bunlara eşlik eden 7.5 cm (\$339) veya 10 cm (\$359) derinliğindeki bıçaklar ile konfigüre edebilirler. İnce dişli circır (ratchet) mekanizması, kazara serbest kalmayı önlemek için yüksek kas gerilimi altında bile güvenli bir şekilde kilitlenir.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker imzalı B-Z Ekartör, yüksek mekanik yüklere ve tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve spinal ve travma cerrahlarına uzun ömürlü güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest