



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Converse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Назальный ретрактор Converse

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Без волоконной оптики	RM-CNR-45-1-1	\$69
С волоконной оптикой	RM-CNR-45-1-2	\$209

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Converse является отраслевым стандартом хирургического ретрактора для ринопластики, разработанным специально для стабильной атравматичной элевации кожного лоскута носа, хрящевого свода и надкостницы спинки. Оптимальный угол наклона инструмента обеспечивает хирургу свободный оперативный доступ к костному и хрящевому отделу спинки носа, защищая при этом кожный лоскут от локальных повреждений.

Данная модель Converse Nasal Retractor обладает общей длиной 4 ½ дюйма (11.4 см) и сужающимся профилем лопатки шириной 11.0 мм и длиной 44.0 мм. Инструмент доступен в двух функциональных вариантах: стандартная модель без освещения (\$69) и премиальная конфигурация с освещением (\$209), включающая интегрированный волоконно-оптический жгут, который проецирует яркий свет без теней непосредственно в глубокий хирургический карман. Световой жгут оснащен универсальным разъемом, совместимым со стандартными источниками света (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Изготовленный компанией Retractor Maker из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, назальный ретрактор Converse выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделениям пластической хирургии и отоларингологии исключительную надежность, устойчивость к коррозии и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)