



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Henahan

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Henahan

SKU RM-HNHR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
17 cm (approx. 6.7") — Tamanho 2 Lâmina Romba	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Tamanho 2 Lâmina romba	RM-HNHR-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Henahan é um afastador cirúrgico essencial para odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de bochechas, lábios e retalhos mucoperiosteais durante procedimentos intraorais. Desenvolvido com uma lâmina de curvatura anatômica, este afastador protege os tecidos moles contra brocas dentárias rotativas e instrumentos cortantes, mantendo um amplo corredor visual sobre o rebordo alveolar.

Construído para acesso clínico variável, este modelo de Afastador Henahan apresenta uma configuração de lâmina romba Tamanho 2 padrão, projetada para evitar lacerações mucosas localizadas. Os cirurgiões podem escolher entre dois comprimentos totais no menu de compra: um modelo padrão de 17 cm (\$44) para acesso oral de rotina ou um modelo estendido de 20 cm (\$49) para procedimentos retro-molares profundos e bucomaxilofaciais. Seu cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e livre de fadiga durante operações prolongadas.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Henahan seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para clínicas de odontologia, cirurgia oral e reconstrução facial em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)