



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Baby-Haight Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Baby-Haight Rippenspreizer

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ultra-miniaturisierter linearer Expansionsrahmen	Mikrogeschlitzte Gleitschiene, optimiert für neonatale chirurgische Parameter
2	Abnehmbare gefensterte Lateralvalven (Paar 1)	9 mm × 10 mm Mini-Gewebeschaufeln zur Begrenzung von Drucknekrosen
2	Abnehmbare gefensterte Lateralvalven (Paar 2)	9 mm × 20 mm Mini-Gewebeschaufeln für tiefere Korridore bei Säuglingen
1	Integrierte Feinwindungs-Schraubsperr	Flache Rändelschraube zur schrittweisen Breitenkontrolle
2	Ergonomische Mikro-Forceps-Verlängerungsarme	Stromlinienförmige, leichte Griffprofile mit glatten Außenkanten
1	Schutzbehälter / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Baby-Haight Rippenspreizer ist ein spezialisierter kardiothorakaler Retraktor für die Neonatologie und Pädiatrie, der speziell für die sichere, graduelle interkostale Rippenseparation im extrem fragilen Thorax von Säuglingen entwickelt wurde. Mit seinem mikrogeschlitzten linearen Führungssystem ermöglicht dieses Instrument Pädiatrie-Chirurgen, mechanische Distraktionskräfte mit Schritt-für-Schritt-Präzision zu verteilen, wodurch fokale Drucknekrosen vermieden und Rippenfrakturen bei Herzoperationen verhindert werden.

Speziell auf neonatale Operationsparameter ausgelegt, bietet dieses Baby-Haight Rippenspreizer-Komplettset (\$289) einen Mikro-Expansionskanal von bis zu 52 mm. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem

Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst das modulare System vier abnehmbare, gefensterter Lateralvalven (zwei austauschbare Paare): Paar 1 mit 9 mm × 10 mm für flache neonatale Inzisionen und Paar 2 mit 9 mm × 20 mm für tiefere thorakale Korridore bei Säuglingen. Die integrierte Feinwindungs-Schraubsperr mit Rändelschraube ermöglicht eine stufenweise, selbsthaltende Breitenkontrolle, während die stromlinienförmigen Mikro-Forceps-Arme mit glatten Außenkanten das umliegende Weichgewebe schützen.

Retractor Maker fertigt den Baby-Haight Rippenspreizer mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Das Instrument bietet pädiatrischen Herzzentren, neonatologischen Intensivstationen und Kinderkrankenhäusern weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest