



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Obwegeser Alveolar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Alveolar Ekartör

SKU RM-OAR-22-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Obwegeser Alveolar Ekartör	22 cm toplam uzunluk, çentikli kavisli alveolar bıçak	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Obwegeser Alveolar Ekartör, maksiller ve mandibüler alveolar arklar boyunca güvenli, travmatik yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir maksillofasiyal ve ortognatik cerrahi ekartördür. Alveolar sırtta tam oturan anatomik kavisli çentikli bıçağı sayesinde cerrahların osteotomiler sırasında dudak ve yanakları dönen dental frezlerden ve resiprokat testerelerden korumasına olanak tanır.

Derin intraoral koridorlarda optimum operasyonel erişim için tasarlanan bu Obwegeser Alveolar Ekartör konfigürasyonu, 22 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Uzun ömürlü dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen pürüzsüz cilalı bıçak kenarları, mukoza dokularını temiz bir şekilde kavrayarak lokalize basınç iskemisini veya yırtılmaları önler. Ergonomik düz sap, asistanlara kapsamlı kemik rekonstrüksiyonları boyunca dengeli ve yorulmadan manuel karşı traksiyon imkanı sunar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Obwegeser Alveolar Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; böylece dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve fasiyal rekonstrüktif cerrahi ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest