



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор мягких тканей Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор мягких тканей Obwegeser

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Obwegeser Soft Tissue Retractor	Общая длина 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор мягких тканей Obwegeser — это специализированный челюстно-лицевой хирургический инструмент, разработанный для обеспечения четкого и надежного операционного обзора при защите чувствительных структур мягких тканей во время пероральных и ортогнатических процедур. Благодаря изогнутому дистальному желобовидному краю, этот инструмент надежно удерживает слизистую оболочку щек, губ и слизисто-надкостничные лоскуты вдали от осциллирующих пил и хирургических боров.

Данная стандартная конфигурация ретрактора Obwegeser Soft Tissue Retractor, предназначенная для высокоточных кранио-челюстно-лицевых вмешательств, имеет общую длину 8 ¾ inches (22.2 cm). Его анатомически контурированное лезвие оснащено загнутыми вверх или вниз желобами, которые плавно фиксируются на краях кости, предотвращая соскальзывание и экранируя челюстно-лицевые сосудисто-нервные пучки во время сложных остеотомий ветви и верхней челюсти.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретрактор мягких тканей Obwegeser от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, предоставляя челюстно-лицевым и пластическим хирургам эргономичный и долговечный инструмент для реконструктивной челюстно-лицевой хирургии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest