



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur en éventail style cerf-volant

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur en éventail style cerf-volant

SKU RM-KSFR-299-1

\$299 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5 mm — Tige Droite	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Tige Courbe	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Tige Droite	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Tige Courbe	RM-KSFR-10C-1	\$299

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur en éventail style cerf-volant est un écarteur chirurgical laparoscopique innovant, conçu spécifiquement pour fournir un déplacement viscéral et une élévation d'organes expansifs et stables lors de procédures laparoscopiques et bariatriques avancées. Conçu avec des lames interconnectées géométriques qui s'étendent en une formation de cerf-volant anatomique lors du déploiement, cet instrument crée une large plateforme triangulaire qui soutient uniformément le foie, l'estomac ou les anses intestinales, éliminant les points de pression localisés et empêchant le glissement des organes.

Construit selon les spécifications du cadre clinique, ce modèle d'écarteur en éventail style cerf-volant (299 \$) présente des options de diamètre de tige polyvalentes de 5 mm ou 10 mm, sélectionnables parmi quatre variations de longueur de tige : 32 cm, 33 cm, 35 cm, ou une longueur étendue de 45 cm pour les couloirs bariatriques profonds. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre des profils de châssis de tige structurelle Droite ou Courbe pour s'adapter aux contours anatomiques. Ses améliorations de poignée fonctionnelle intègrent une conception de poignée ergonomique avec des mécanismes de verrouillage intégrés qui maintiennent solidement la géométrie du cerf-volant expansé, tandis que les capacités de l'extrémité distale comprennent des lames rotatives à couple élevé pour un déplacement des tissus personnalisé sous plusieurs angles.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur en éventail style cerf-volant pour résister aux cycles d'autoclave hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires mini-invasifs, aux salles d'opération bariatriques et aux centres d'oncologie laparoscopique du monde entier une rigidité structurelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclave exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest