



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de la glène

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de la glène

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 ¾" - 9" — Orientation gauche	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Orientation droite	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Orienté à gauche	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Orienté à droite	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Orientation gauche	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Orientation droite	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de la glène sont des instruments chirurgicaux orthopédiques spécialisés, conçus spécifiquement pour offrir une exposition claire et stable de la voûte glénoïdienne et de la marge articulaire postérieure lors de l'arthroplastie totale et inversée de l'épaule. Conçus avec une lame à griffes anatomiquement incurvée, ces écarteurs s'accrochent fermement sur le bord glénoïdien antérieur ou postérieur, maintenant les tissus capsulaires et la musculature à l'écart pour permettre un alésage et une mise en place de la prothèse sans entrave.

Conçue pour s'adapter aux diverses anatomies des patients et approches chirurgicales, la série d'écarteurs de la glène est fabriquée en six longueurs totales sélectionnables : 8 ¾" (\$88), 9" (\$91), 9 ½" (\$94), 10 ½" (\$97), 11" (\$100) et une portée étendue de 11 ¾" (\$103). Les chirurgiens peuvent choisir entre des profils d'orientation directionnels vers la gauche ou vers la droite pour s'aligner sur des expositions chirurgicales deltopectorales ou supérieures spécifiques. Son manche robuste offre aux assistants chirurgicaux un bras de

levier supérieur et réduit la fatigue de la main.

Usinés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflets, Retractor Maker fabrique les écarteurs de la glène pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant une durabilité, une résistance à la corrosion et des performances cliniques exceptionnelles pour les équipes de reconstruction de l'épaule et de traumatologie orthopédique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest