



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешков нервов Holsher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешков нервов Holsher

SKU RM-HNRR-235-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор корешков нервов Holsher	Общая длина 23.5 см, широкая нисходящая тупая лопатка	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешков нервов Holsher — это специализированный нейрохирургический и спинальный ретрактор, разработанный специально для обеспечения безопасной, атравматичной мобилизации и защиты нежных нервных корешков и текального мешка во время задней декомпрессии позвоночника. Благодаря удлинённому тонкому стержню этот инструмент обеспечивает спинальным хирургам глубокий доступ в интерламнарное пространство, оставляя руки ассистента за пределами поля зрения микроскопа.

Созданная для точных манипуляций при деликатной дискэктомии, данная конфигурация ретрактора Holsher Nerve Root Retractor имеет общую длину 23.5 см (\$44). Его рабочая часть представляет собой широкую лопатку с нисходящими тупыми краями, специально разработанную для бережного удержания нервных корешков, предотвращая их соскальзывание обратно в операционное окно или повреждение высокоскоростными борами и кусачками. Широкая поверхность лопатки равномерно распределяет встречную тягу, предотвращая очаговую ишемическую травму.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker поставляет ретрактор Holsher Nerve Root Retractor нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая спинальных хирургов и нейрохирургические бригады по всему миру исключительной долговечностью, коррозионной

стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest