



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse Love, baïonnette

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse Love, baïonnette

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de racine nerveuse Love (Baïonnette)	Dimensions / Détails : longueur totale de 21 cm, tige en baïonnette, lame nerveuse concave · Quantité incluse : 1	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse Love est un instrument de microchirurgie rachidienne spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique de la racine nerveuse tout en maintenant la main du chirurgien et le manche totalement en dehors de l'axe optique microscopique. Conçu avec une géométrie de tige déportée en baïonnette, cet instrument abaisse le corridor de manipulation manuelle sous la ligne de visée, permettant une visualisation continue et dégagée de l'espace discal intervertébral.

Optimisée pour les environnements rachidiens complexes, cette configuration de l'écarteur de racine nerveuse Love présente une longueur totale de 21 cm (\$29). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre un profil en baïonnette se terminant par une lame concave lisse et polie, conçue pour maintenir les racines nerveuses en toute sécurité sans glissement ni lésion de traction. Son cadre de manche ergonomique à surface plane offre une sensibilité tactile exceptionnelle et un contrôle manuel stable tout au long des délicates séquestrectomies et décompressions canalaies.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de racine nerveuse Love pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest