



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus mous Salzburg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de tissus mous Salzburg

SKU RM-SSTR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
13 cm Variante — Valve mousse à extrémité simple	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variante — Valve mousse à extrémité simple	RM-SSTR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tissus mous Salzburg est un écarteur chirurgical spécialisé pour la chirurgie buccale, maxillo-faciale et plastique faciale, conçu spécifiquement pour assurer un écartement non traumatique des tissus mous dans les espaces chirurgicaux restreints. Doté d'une lame de travail incurvée ultra-lisse, cet instrument permet aux chirurgiens d'écarter proprement les joues, les lèvres et les lambeaux mucopériostés des fraises à haute vitesse et des ostéotomes sans provoquer de contusions par pression localisée ou de déchirures.

Conçu pour résister à de fréquents cycles de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, cet écarteur Salzburg est disponible en deux longueurs distinctes sélectionnables via les menus de configuration : une variante de 13 cm (\$44) pour un accès antérieur compact et une variante de 14 cm (\$49) pour les procédures en cavité buccale profonde. Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la lame à extrémité unique est configurée spécifiquement pour protéger les tissus maxillo-faciaux délicats. Sa poignée plate ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de tissus mous Salzburg selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs de chirurgie buccale, les centres d'implantologie dentaire et

les cliniques maxillo-faciales du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest