



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Salzburg Condylar Neck Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU RM-SCNR-225-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Rechtsseitiges Modell — 22.5 cm Länge, rechts gebogene Kondylenhals-Valve	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modell für linke Seite — 22.5 cm Länge, links gebogenes Kondylenhals-Blatt	RM-SCNR-225-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Salzburg Condylar Neck Retractor ist ein spezialisierter Wundhaken für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) sowie für Eingriffe am Kiefergelenk (TMJ). Er wurde gezielt entwickelt, um eine sichere Hebelwirkung am Knochen und eine Weichteilverdrängung im Bereich des Processus condylaris und des subkondylären Halses zu gewährleisten. Durch das anatomisch geformte, hakenförmige Blatt, das den tiefen Kondylenhals umschließt, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die präzise Manipulation von Knochenfragmenten, während die Arteria maxillaris interna und Fazialisnerväste geschützt werden.

Dieser Salzburg Condylar Neck Retractor mit einer Gesamtlänge von 22.5 cm (\$49) ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Instrument in anatomischen Ausrichtungen für die rechte oder linke Seite erhältlich, die über das Menü ausgewählt werden können. Die einendige Blattarchitektur ist präzise auf die Region des Collum mandibulae abgestimmt, um ein Abrutschen vom Knochen zu verhindern, während der ergonomische Griff dem Assistenten eine stabile manuelle Hebelkraft ermöglicht.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Salzburg Condylar Neck Retractor für höchste Belastungen in klinischen Sterilisationszyklen. Er bietet MKG- und kraniofazialen Chirurgiezentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige

Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest