



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Farabeuf Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Farabeuf Retractor

SKU RM-FBR-SET-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
12 cm (approx. 4.7") セット	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") セット	RM-FBR-SET-1-2	\$29

製品詳細

Farabeuf Retractorは、一般外科、整形外科、形成外科において、信頼性が高く愛護的な創縁および軟部組織の牽引を実現するために設計された、世界的に認知されている両端型手保持レトラクターです。両端に長さの異なる直角ブレードを配置した設計により、浅い皮下組織の牽引から深い筋膜の挙上まで、術中にスムーズな切り替えが可能です。

多様な手術深度における臨牀的汎用性を考慮し、このFarabeuf Retractorセットは2つの主要な長さオプションで提供されます。浅い局所切開用の 12 cm (\$24) と、より深い術野用の 15 cm (\$29) です。各レトラクターは一端に短い直角ブレード、もう一端にやや長い直角ブレードを備えており、いずれも組織の挫滅を防ぐために角を丸めた非外傷性の縁で仕上げられています。中央のソリッドなフラットハンドルは、助手に安定した滑りにくい手動操作を提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から加工され、反射を抑えたサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のFarabeuf Retractorは、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。世界中の手術室において、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest