



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

人工肩関節置換術・反転型人工肩関節置換術用グレイノスフィア・コンポーネント・レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



人工肩関節置換術・ 反転型人工肩関節置 換術用グレイノスフィ ア・コンポーネント・ レトラクター

SKU RM-TRSAGCR-26-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
人工肩関節置換術・反転型人工肩関節置換術用グレイノスフィア・コンポーネント・レトラクター	全長10 ¼" (26.03 cm)、24 mm二又チップ、人間工学に基づいたハンドル	\$109
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$109

製品詳細

人工肩関節置換術および反転型人工肩関節置換術用グレイノスフィア・コンポーネント・レトラクターは、解剖学的人工肩関節置換術および反転型人工肩関節置換術において、上腕骨近位端の確実なボーンレバレッジ（骨鉤）と後方変位を提供するために特別に設計された整形外科手術器具です。関節窩縁と上腕骨頭の背後に配置するように設計されており、術者が上腕骨を後方に押し出すことで、ベースプレートの固定やグレイノスフィア・コンポーネントの設置に必要な関節窩腔への広大な術野を確保できます。

高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐える耐久性を備え、錆や材料欠陥に対する生涯保証が付帯するこのレトラクターは、全長10 ¼インチ（26.03 cm、\$109）で構成されています。高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、ワーキングチップは24 mm幅の二又形状を採用し、滑ることなく上腕骨皮質や厚い関節包組織をきれいに保持するように輪郭形成されています。ハンドル部分は人間工学に基づいたシングルエンド構造となっており、長時間の関節形成術中も快適で安全、かつ滑りにくい操作性を保証します。

未滅菌、再滅菌可能な手術室用デバイスとして提供され、反射防止サテンマット仕上げが施されています。Retractor Maker は、強大な機械的トルクに耐え、優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を備えたこのレトラクターを製造し、世界中の肩関節再建スイートやスポーツ医学センターへ提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest