



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador S de doble extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador S de doble extremo

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — Extremos dobles de 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm extremos dobles	RM-SSDER-1-2	\$34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador S de doble extremo es un separador quirúrgico manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento suave y no traumático de los tejidos blandos y la exposición de los bordes de la herida durante procedimientos de cirugía plástica, general y otorrinolaringología. Diseñado con un chasis anatómico de doble curva en forma de S, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contracción constante manteniendo el manejo manual fuera de la línea de visión directa del cirujano.

Construida para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra el óxido y defectos, esta serie de Separador S de doble extremo está disponible en dos longitudes totales: 10 cm (\$29) y 11.5 cm (\$34). Fabricadas a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las combinaciones de tamaños de hoja de trabajo presentan hojas asimétricas de doble extremo que miden 15 mm × 11 mm en un extremo y 14 mm × 10 mm en el extremo opuesto. Las suaves curvas de doble extremo en forma de S optimizan la claridad visual, al tiempo que minimizan el daño tisular local y previenen los puntos de presión isquémica localizada.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador S de doble extremo bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos hospitalarios, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas estéticas en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest