



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur vaginal pour parois latérales

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur vaginal pour parois latérales

SKU RM-LWVR-1

\$109 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal pour parois latérales est un instrument chirurgical essentiel en gynécologie et uro-gynécologie, conçu spécifiquement pour empêcher le prolapsus des tissus vaginaux latéraux redondants dans le champ opératoire. Utilisé à l'intérieur d'un spéculum vaginal standard ou comme écarteur indépendant, cet instrument écarte proprement les fornix vaginaux latéraux, établissant un corridor visuel dégagé vers le col et la voûte lors des reconstructions pelviennes complexes.

Conçue pour une adaptabilité procédurale complète, cette série d'écarteurs Lateral Wall Vaginal Retractor est fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)(\$109), 26 cm (\$114) et 28 cm (\$119). Les limites des valves intégrées permettent des longueurs de 63.5 mm à 114 mm pour s'adapter aux différentes profondeurs vaginales. L'écarteur est disponible en deux finitions : Acier Inoxydable avec une surface hygiénique polie standard, ou Isolé avec un revêtement diélectrique non conducteur pour la sécurité électrochirurgicale. Les chirurgiens peuvent également choisir entre des variantes à branches fermées ou à branches ouvertes pour un dégagement central optimal des instruments.

Forgé selon des normes cliniques strictes, Retractor Maker produit cet écarteur vaginal pour parois latérales pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie gynécologique, obstétricale et pelvienne du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest