



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Shea Retractor With Fiber Optic Guide

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SRFOG-22-1

\$139 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	全長 22 cm、14.5 mm幅ブレード、統合光ファイバー束
1	ユニバーサルライトケーブルアダプター	標準的な手術室用光ファイバーケーブルに接続
1	保護スリーブ / 外箱	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Shea Retractor With Fiber Optic Guideは、狭小な術野において非外傷性の軟部組織圧排と、直接的で影のない光学的照明を組み合わせるために特別に設計された、最高級の照明付き手術用レトラクターです。シャフトに沿って統合された光ファイバーチャンネルにより、強力な熱を持たない光を作動端に直接導き、二次的なライトワンドを必要とせずに、筋膜下や顔面の深部で影を排除します。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、耐食性に非常に優れたこのShea Retractor With Fiber Optic Guideの構成は、全長22 cm（\$139）です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率の光学ガラスファイバーを使用し、職人の手によって作られています。作動端の14.5 mm幅のブレードは、繊細な皮弁や神経を保護するために、滑らかで丸みを帯びた縁を持つ形状になっています。統合された照明アセンブリは、標準的な手術室用ライトケーブル（Storz、Olympus、Wolf、ACMI）と互換性のあるユニバーサルコネクタを備えています。

露出した金属表面には反射防止のサテンマット仕上げが施されており、Retractor Makerは厳しい臨床基準を維持するために Shea Retractor With Fiber Optic Guideを製造しています。世界中の形成外科、再建外科、耳鼻咽喉科の手術センターに、比類のない光学的透明度、構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest